

Anti-Egr4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q05215

Artikelnummer: CM0029487

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EGR4 (Early growth response protein 4) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Transkriptionsregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGR4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AT133; NGFIC; NGFI-C; PAT133; EGR4
Spezies	Human
GeneID (Human)	1961
GeneID	1961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 440-589 von humanem EGR4 (NP_001956.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q05215
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eistasche