


Monoklonaler Anti-Ehd1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4M9

Artikelnummer: CM0008639



Einführung

Anti-EHD1 Kaninchen mAb validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murine und Ratten-EHD1 (61 kDa). Ideal für Forschung zu Membrantrafficking, Zilienbiogenese und endozytotische Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PAST; PAST1; H-PAST; HPAST1; EHD1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10938
Gen-ID	10938
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem EHD1 (Q9H4M9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4M9
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel