

Anti-Ehd2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzn4

Artikelnummer: CM0015419

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes EHD2 (PAST2), ein Protein mit EH-Domäne. Validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Untersuchungen zum Membranverkehr und der Caveolae-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PAST2; EHD2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	30846
Gen-ID	30846
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 244–543 des menschlichen EHD2 (NP_055416.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZN4
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel