

Anti-Ehf-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzc4

Artikelnummer: CM0027267

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes EHF, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches und murines EHF; rekombinantes Immunogen umfassend die Aminosäuren 1-113. Geeignet für Forschung zur epithelialen Differenzierung und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Spezies	Mensch
Gen-ID	26298 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-113 von humanem EHF (NP_036285.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NZC4
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel