

Anti-Ehf Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzc4

Artikelnummer: CM0005406

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-EHF-Antikörper für Western Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt den menschlichen ETS-homologen Faktor, einen nukleären Transkriptionsfaktor, der für die Epithelzelldifferenzierung und Tumorsuppression entscheidend ist. Nützlich für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	26298
GeneID	26298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-113 des menschlichen EHF (NP_036285.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZC4
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel