

Anti-Ehf Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nzc4

Artikelnummer: CM0016615

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen den humanen ETS-homologen Faktor (EHF), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Untersuchung von epithelialer Differenzierung, Transkriptionsregulation und Tumorsuppressionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESE3, ESEJ, ESE3B, EHF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-113 des humanen EHF (NP_036285.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NZC4
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel