

Monoklonaler Anti-Ehhadh-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q08426

Artikelnummer: CM0010062

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes EHHADH (peroxisomales bifunktionelles Enzym). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Fettsäurestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHHADH-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LBP; ECHD; LBFP; MFE1; PBFE; FRTS3; L-PBE
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1962
GeneID	1962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 110-284 des humanen EHHADH (NP_001957.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08426
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Kühlakku