

Anti-Ehhadh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q08426

Artikelnummer: CM0030848

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EHHADH (peroxisomales bifunktionelles Enzym), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-EHHADH (~79 kDa), ein Schlüsselenzym in der peroxisomalen Fettsäure-Beta-Oxidation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHHADH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LBP, ECHD, LBFP, MFE1, PBFE, FRTS3, L-PBE, EHHADH
Spezies	Human
GeneID (human)	1962
GeneID	1962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 444-723 des humanen EHHADH (NP_001957.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q08426
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel