

Anti-Ehmt1 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H9B1

Artikelnummer: CM0028280



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen EHMT1 (GLP), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-EHMT1 (~141 kDa). Geeignet für Chromatinbiologie und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHMT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GLP; GLP1; KMT1D; KLEFS1; FP13812; EHMT1-IT1; EUHMTASE1; Eu-HMTase1; EHMT1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79813
Gen-ID	79813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von menschlichem EHMT1 (NP_079033.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9B1
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel