

Anti-Ehmt2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Kq7

Artikelnummer: CM0003914



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die Histonmethyltransferase EHMT2 (G9a). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-EHMT2. Geeignet für Studien zur epigenetischen Transkriptionsrepression. - Q96KQ7

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EHMT2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; EHMT2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10919
GeneID	10919
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-300 von menschlichem EHMT2 (Q96KQ7) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96KQ7
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Eisbeutel