

Anti-Ei24 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14681

Artikelnummer: CM0022056

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches EI24 (EPG4/PIG8), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von p53-vermittelten Apoptose- und Autophagie-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EI24 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	EPG4; PIG8; TP53I8; EI24
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9538
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 240-340 von humanem EI24 (NP_004870.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14681
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel