


Anti-Eif1A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P47813

Artikelnummer: CM0003009



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes eIF1A (EIF1AX) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Wichtiger Translationsinitiationsfaktor, der am 43S-Komplex-Scanning beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EIF1A; EIF4C; eIF-1A; eIF-4C; EIF1AP1; eIF1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	1964
GeneID	1964
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 65-144 von humanem eIF1A (P47813) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P47813
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel