


Anti-Eif1Ax Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P47813

Artikelnummer: CM0027169



Einführung

Kaninchen polyklonaler EIF1AX-Antikörper (P47813) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-eIF1AX, eine Komponente des 43S-Präinitiationskomplexes, die für die Translationsinitiation essenziell ist. Ideal für mechanistische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	EIF1AX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF1A, EIF4C, eIF-1A, eIF-4C, EIF1AP1, EIF1AX
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1964
GeneID	1964
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-144 des menschlichen EIF1AX (NP_001403.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P47813
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel