

Anti-Eif2A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05198

Artikelnummer: CM0007401



Einführung

Hochwertiger Anti-eIF2 α Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA Anwendungen in Human-, Maus- und Rattenproben. Erforschen Sie die Funktion der eukaryotischen Translationsinitiationsfaktor-2-Untereinheit 1 in der Stressantwort und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF2 α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2 α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1965
GenID	1965
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-315 von humanem eIF2 α (NP_004085.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05198
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel