

Anti-Eif2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05198

Artikelnummer: CM0015227



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes eIF2 α (Eukaryotischer Translationsinitiationsfaktor 2, Untereinheit Alpha). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Translationsinitiation, der integrierten Stressantwort und der Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF2 α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, eIF2 α
Spezies	Human
GenID (Human)	1965
GenID	1965
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-260 von humanem eIF2 α (NP_004085.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05198
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel