

Anti-Eif2Ak1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bqi3

Artikelnummer: CM0016582

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF2AK1 (HRI), validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Nützlich für die Erforschung der integrierten Stressantwort, Häm-Mangel und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF2AK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; EIF2AK1
Spezies	Human
Gen-ID	27102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 337-586 von humanem EIF2AK1 (NP_055228.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9BQI3
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel