

Anti-Eif2Ak1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bqi3

Artikelnummer: CM0027860

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen EIF2AK1 (HRI) für WB- und ELISA-Anwendungen. Reaktiv mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der integrierten Stressantwort, Häm-Sensorik und translationskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] EIF2AK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HCR; HRI; hHRI; LEMSPAD; K1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27102
Gen-ID	27102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 371-630 des humanen EIF2AK1 (NP_055228.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BQI3
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel