


Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13144

Artikelnummer: CM0010409



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches eIF2B epsilon (EIF2B5) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Wesentlich für die Untersuchung der Translationsinitiation und Stressantworten. UniProt Q13144.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF2B epsilon (EIF2B5) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8893
Gen-ID	8893
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem eIF2B epsilon (EIF2B5) (Q13144) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13144
Proteinmasse	80kDa
Versand	Eisbeutel