


Anti-Eif2B Epsilon (Eif2B5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13144

Artikelnummer: CM0017839



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes eIF2B epsilon (EIF2B5). Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Wesentlich für die Untersuchung der Translationsinitiation und der Funktion des eIF2B-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	eIF2B epsilon (EIF2B5) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CLE; CACH; LVWM; EIF-2B; EIF2Bepsilon; eIF2B epsilon (EIF2B5)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8893
Gen-ID	8893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 442-721 von humanem eIF2B epsilon (EIF2B5) (NP_003898.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13144
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel