


Anti-Eif2B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14232

Artikelnummer: CM0029132



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF2B1, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Untersuchung der Translationsregulation, der eIF2B-Komplexfunktion und der Leukodystrophieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF2B1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	EIF2B; EIF2BA; EIF2Balpha; EIF2B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1967
Gen-ID	1967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-305 des humanen EIF2B1 (NP_001405.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14232
Proteinmasse	34kDa
Versand	Eispackung