

Anti-Eif2B2/Eif2Bbeta Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49770

Artikelnummer: CM0029937



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EIF2B2/eIF2Bbeta gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Translationsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF2B2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF2B; EIF2Bbeta; EIF-2Bbeta; EIF2B2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8892
GenID	8892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-120 von humanem EIF2B2 (NP_055054.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49770
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel