


Anti-Eif2B4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui10

Artikelnummer: CM0022835



Einführung

Anti-EIF2B4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (Q9Ui10) validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Funktion und Regulation des Translationsinitiationsfaktor eIF2B-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF2B4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	EIF2B; EIF-2B; EIF2Bdelta; EIF2B4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8890
GenID	8890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-100 des menschlichen EIF2B4 (Q9Ui10) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui10
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel