


Anti-Eif2C3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H9G7

Artikelnummer: CM0003690



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes eIF2C3 (Argonaute-3), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Entwickelt für RNAi- und Gen-Silencing-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF2C3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	EIF2C3; Argonaute3; hAgo3; eIF2C3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	192669
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 721-860 des humanen eIF2C3 (Q9H9G7) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9G7
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Kühlakku