

## Anti-Eif2S2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20042

Artikelnummer: CM0024377



### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes EIF2S2 (eIF2-beta), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung von Mechanismen der Translationsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | EIF2S2 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, eIF-2-beta, EIF2S2                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID             | 8894                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-175 von humanem EIF2S2 (NP_003899.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | P20042                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 38kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |