

Anti-Eif2S3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P41091

Artikelnummer: CM0025198



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EIF2S3 (eIF2γ) gerichtet ist und für Western Blot, IHC-P und ELISA validiert wurde. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Translationsregulation und der eIF2-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF2S3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1968
Gen-ID	1968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem EIF2S3 (NP_001406.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41091
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel