


Anti-Eif3A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14152

Artikelnummer: CM0018467



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF3A, eine Untereinheit des eIF3-Komplexes, der für die Translationsinitiation entscheidend ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu Proteinsynthese, Zellproliferation und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF3; P167; p180; p185; TIF32; EIF3S10; eIF3-p170; eIF3-theta; EIF3A
Spezies	Human
GeneID (Human)	8661
GeneID	8661
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem EIF3A (NP_003741.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14152
Proteingewicht	167kDa
Versand	Eisbeutel