

Anti-Eif3B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Artikelnummer: CM0017776



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes eIF3B, eine Untereinheit des Translationsinitiationsfaktor-eIF-3-Komplexes. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht ~93 kDa. Ideal für Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF3B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PRT1, EIF3S9, EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, eIF3B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8662
GenID	8662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-350 von humanem eIF3B (NP_003742.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55884
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel