

## Anti-Eif3B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Artikelnummer: CM0012480



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes eIF3B, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Translationsinitiation und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | eIF3B Rabbit mAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 8662                                                                                                                            |
| GenID             | 8662                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 101-200 von humanem eIF3B (NP_003742.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | P55884                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 93kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |