


Anti-Eif3C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99613

Artikelnummer: CM0030991



Einführung

EIF3C Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges EIF3C (eIF3-p110), eine Kernuntereinheit des eIF-3-Translationsinitiationskomplexes. Ideal für Studien zur Proteinsynthese und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8663
Gen-ID	8663
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 694-913 von humanem EIF3C (NP_003743.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99613
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel