


Anti-Eif3D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15371

Artikelnummer: CM0025185



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF3D (eIF3-zeta). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Translationsinitiation, Zellproliferation und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF3S7; eIF3-p66; eIF3-zeta; EIF3D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8664
Gen-ID	8664
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15371
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel