


Anti-Eif3E Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P60228

Artikelnummer: CM0026553



Einführung

CamelBio bietet einen hochwertigen kaninchen-polyclonalen Antikörper, der gegen eIF3e (INT6, EIF3S6) gerichtet ist. Dieser Antikörper ist für Western Blot und ELISA an Proben von Mensch und Maus validiert und unterstützt Forschung zur Proteintranslationsinitiation und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF3e Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	INT6; EIF3S6; EIF3-P48; eIF3-p46; eIF3e
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3646
GenID	3646
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-445 des menschlichen eIF3e (NP_001559.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P60228
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eispackung