


Anti-Eif3G Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075821

Artikelnummer: CM0030496



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF3G, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie und ELISA. EIF3G ist eine Kernkomponente des eukaryotischen Translationsinitiationsfaktor 3-Komplexes, essenziell für die Proteinsynthese und Zellzyklusregulation. Dieser Antikörper kreuzreagiert mit Maus- und Rattenproben und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3G Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8666
Gen-ID	8666
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-320 von humanem EIF3G (NP_003746.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075821
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Eisbeutel