


Anti-Eif3K Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubq5

Artikelnummer: CM0025506



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen EIF3K, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Translationsinitiation und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3K Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27335
GenID	27335
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-218 von humanem EIF3K (NP_037366.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBQ5
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel