


Anti-Eif3L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y262

Artikelnummer: CM0028040



Einführung

Anti-EIF3L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Bestandteil des eIF-3-Translationsinitiationskomplexes, beteiligt an der Proteinsynthese und Zellproliferation. Ideal für IVD und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF3L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 von menschlichem EIF3L (NP_057175.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y262
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel