

Anti-Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842/Q14240/P38919

Artikelnummer: CM0007538



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Ideal zum Studium der Translationsinitiierung und RNA-Helikase-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; DDX2B; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; e-IF-4A-II; Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; e-IF-4A-III; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
Spezies	Human
GeneID (Human)	1973/1974/9775
GeneID	1973/1974/9775
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem EIF4A1, EIF4A2 und EIF4A3 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P60842/Q14240/P38919
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eistasche