


Anti-Eif4A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14240

Artikelnummer: CM0025036



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EIF4A2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Translationsinitiation und RNA-Helikase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1974
GenID	1974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des humanen EIF4A2 (NP_001958.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14240
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel