

Anti-Eif4A3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P38919

Artikelnummer: CM0025711



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes eIF4A3 (DDX48/NMP265), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von mRNA-Spleißen, EJC-Assemblierung und nonsense-medierter Decay.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4A3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	Fal1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9775
GenID	9775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 von humanem eIF4A3 (NP_055555.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38919
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel