


Polyklonaler Anti-Eif4B-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23588

Artikelnummer: CM0017067



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes EIF4B, validiert für WB, IF/ICC und ELISA.

Erkennt humanes, murines und Ratten-EIF4B; geeignet für Studien zur Translationsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1975
GeneID	1975
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 352-611 des humanen EIF4B (NP_001408.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23588
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku