


Anti-Eif4B Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23588

Artikelnummer: CM0026672



Einführung

EIF4B Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen den eukaryotischen Translationsinitiationsfaktor 4B von Mensch und Maus gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA unterstützt er die Forschung zur Proteinbiosynthese und den Mechanismen der Translationskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4B Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1975
Gen-ID	1975
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 352-611 von humanem EIF4B (NP_001408.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P23588
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel