

Anti-Eif4E-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P06730

Artikelnummer: CM0013290



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes eIF4E, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt den 25 kDa großen Translationsinitiationsfaktor, der an der mRNA-Kappenbindung, dem Kernexport und der translationalen Kontrolle beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eIF4E Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1977
Gen-ID	1977
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-217 von humanem eIF4E (NP_001959.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06730
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eistasche