

Anti-Eif4E Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Kd Validated] Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Artikelnummer: CM0009466



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes eIF4E, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte, Affe. Ideal für Studien zur Translationsinitiierung und mRNA-Export - P06730.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] eIF4E Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1
Spezies	Human
Gen-ID	1977
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem eIF4E entspricht (NP_001959.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P06730
Proteingewicht	25kDa/27kDa/29kDa
Versand	Eisbeutel