

Anti-Eif4E2 Polyklonales Antikörper Für Wb - O60573

Artikelnummer: CM0024764



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes EIF4E2 (4EHP), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Wichtiger Translationsrepressor, beteiligt an der miRNA-vermittelten Stilllegung und der viralen Antwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4E2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9470
GeneID	9470
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-240 des humanen EIF4E2 (NP_004837.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60573
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel