

Anti-Eif4Ebp1 (4E-Bp1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0004293



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen eIF4EBP1 (4E-BP1, PHAS-I) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für Studien an Mensch, Maus und Ratte zur Translationsregulation, mTOR-Signalgebung und Krebsforschung. Uniprot: Q13541.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] eIF4EBP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1978
Gen-ID	1978
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 20-118 von menschlichem eIF4EBP1 (NP_004086.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13541
Proteinmasse	13 kDa
Versand	Eisbeutel