


Anti-Eif4Ebp1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0007479



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Anti-eIF4EBP1-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA; detektiert humanes eIF4EBP1 (13 kDa) für Studien zur Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] eIF4EBP1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [KD validiert] eIF4EBP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1978
GeneID	1978
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Kühlakku