


Polyklonaler Anti-Eif4G1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q04637

Artikelnummer: CM0017349



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF4G1 (eIF4G, p220), validiert für WB und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Translationsinitiation, von Stressgranula und der mit der Parkinson-Krankheit verbundenen Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4G1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P220, EIF4F, EIF4G, EIF4GI, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1981
GeneID	1981
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 des humanen EIF4G1 (NP_886553.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q04637
Proteingewicht	175 kDa
Versand	Kühlakku