


Anti-Eif4G1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q04637

Artikelnummer: CM0027562



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF4G1 (eIF4G, p220), validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Ideal für die Erforschung von Initiationsprozessen der Translation und Stressantwort-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4G1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4GI; PARK18; EIF-4G1; EIF4G1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1981
Gen-ID	1981
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem EIF4G1 (NP_886553.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q04637
Proteingewicht	175 kDa
Versand	Eisbeutel