

Anti-Eif4G2/P97 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78344

Artikelnummer: CM0014223



Einführung

Anti-EIF4G2/p97 polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA in menschlichen, Maus- und Rattenproben. Zielprotein ist der Translationsinitiationsfaktor EIF4G2 (DAP5/p97), 102 kDa. Ideal für Untersuchungen der IRES-vermittelten Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF4G2/p97 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1982
GeneID	1982
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 750-850 des menschlichen EIF4G2/p97 (NP_001409.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78344
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Kühlakku