

Anti-Eif4G2/P97 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P78344

Artikelnummer: CM0028671



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen EIF4G2/p97, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zur Translationsinitiation.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	EIF4G2/p97 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1982
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 320-490 des menschlichen EIF4G2/p97 (NP_001409.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78344
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel