


Anti-Eif5 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55010

Artikelnummer: CM0025280



Einführung

Dieser kaninchen polyklonale Antikörper zielt auf EIF5 ab und ist geeignet für WB, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. EIF5 ist ein GTPase-aktivierendes Protein, das für die Funktion des 43S-Präinitiationskomplexes bei der Initiation der mRNA-Translation essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF5 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	EIF-5; EIF-5A; EIF5
Spezies	Mensch
GeneID	1983
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-235 des humanen EIF5 (NP_892116.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55010
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel