

Anti-Eif5A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzv4

Artikelnummer: CM0026354

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EIF5A2, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-EIF5A2. Ideal für Translations- und Krebsforschung. SWISS: Q9GZV4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EIF5A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EIF-5A2; eIF5AII; EIF5A2
Spezies	Human
GeneID (Human)	56648
GeneID	56648
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-153 von humanem EIF5A2 (NP_065123.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZV4
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eistasche